

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl27 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61353

Numero articolo: CM0013039



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPL27 umano (proteina ribosomiale L27 60S, eL27), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per studi sulla maturazione ribosomiale e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL27 pAb di coniglio
Note/alias	L27; eL27; DBA16; RPL27
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6155
ID del gene	6155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 di RPL27 umano (NP_000979.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P61353
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante