


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl3 Da Coniglio Per Wb, Elisa - P39023

Numero articolo: CM0026292



introduzione

Anticorpo policlonale anti-RPL3 da coniglio per WB ed ELISA. Riconosce la proteina uL3 della subunità ribosomica grande umana e murina (RPL3, TARBP-B). Ideale per studi sull'assemblaggio dei ribosomi e sulla traduzione. P39023.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6122
ID Gene	6122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 di RPL3 umano (NP_000958.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P39023
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio