

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl30 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

Numero articolo: CM0017188



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting la proteina ribosomiale umana L30 (RPL30). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL30 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	L30; eL30; RPL30
Specie	Umana
GeneID (umana)	6156
GeneID	6156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 della RPL30 umana (NP_000980.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62888
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio