


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl31 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62899

Numero articolo: CM0020018



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPL31 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina ribosomiale L31 della subunità 60S (14 kDa). Ideale per studi sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	RPL31 Rabbit pAb
Note / Alias	L31; eL31; RPL31
Specie	Umana
GeneID	6160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-105 di RPL31 umano (NP_000984.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62899
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Ghiaccio secco