


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl32 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62910

Numero articolo: CM0013836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RPL32 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva RPL32 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sulle proteine ribosomiali e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL32 Rabbit pAb
Note/Alias	L32; eL32; PP9932; RPL32
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6161
GeneID	6161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 di RPL32 umano (NP_000985.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62910
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio