

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl34 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49207

Numero articolo: CM0021928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale L34 umana (RPL34), progettato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva eL34 umano e murino (13 kDa). Ideale per la ricerca sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL34 pAb di coniglio
Note/Alias	L34; eL34; RPL34
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6164
GeneID	6164
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-117 di RPL34 umano (NP_000986.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P49207
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante