

Anticorpo Policlonale Anti-Rpl35 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42766

Numero articolo: CM0020162



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano RPL35 (proteina ribosomiale 60S L35), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi e gli studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL35 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L35; uL29; DBA19; RPL35
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11224
GenelD	11224
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-120 di RPL35 umano (NP_009140.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42766
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio