

Anticorpo Policlonale Anti-Rpl36 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Numero articolo: CM0029544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RPL36 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva RPL36 umano, murino e di ratto, una proteina ribosomiale 60S eL36. Per studi sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL36 Rabbit pAb
Note / Alias	L36; eL36; RPL36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25873
GeneID	25873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 di RPL36 umano (NP_056229.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3U8
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio