


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl36A Per Wb, Elisa - P83881

Numero articolo: CM0016217



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a RPL36A umano (eL42, L44L). Validato per Western blot e ELISA. Adatto per l'analisi delle proteine ribosomiali, la crescita cellulare e la ricerca sulla migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL36A Coniglio pAb
Note/Altri nomi	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6173
Gene ID	6173
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-142 di RPL36A umano (NP_066357.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P83881
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio