

## Anticorpo Policlonale Anti-Rpl36Al Per Wb, If/Icc, Elisa - Q969Q0

Numero articolo: CM0017352

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale umana 60S L36a-like (RPL36AL), adatto per western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulle proteine ribosomiali e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RPL36AL Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Note/Alias            | RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                                                      |
| GeneID (umano)        | 6166                                                                                                                                       |
| GeneID                | 6166                                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 della proteina umana RPL36AL (NP_000992.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                         |
| SWISS                 | Q969Q0                                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 12kDa                                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                      |