


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl38 Per Wb, Elisa - P63173

Numero articolo: CM0017150



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, specifico per la proteina ribosomiale umana L38 (RPL38). Validato per WB ed ELISA, rileva una banda di 8 kDa. Essenziale per gli studi sulla struttura del ribosoma, sulla traduzione e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL38 Rabbit pAb
Note/Alias	L38; eL38; RPL38
Specie	Umana
ID del gene	6169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della RPL38 umana (NP_000990.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P63173
Peso della proteina	8 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante