


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl39 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Numero articolo: CM0020427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RPL39 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rilevamento specifico della proteina ribosomiale L39 da 6 kDa della subunità 60S, ideale per la ricerca sui ribosomi e gli studi sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL39 pAb di coniglio
Note/alias	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Specie	Umano
GeneID (umano)	6170
GeneID	6170
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-51 di RPL39 umano (NP_000991.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P62891
Peso della proteina	6 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante