


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl4 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P36578

Numero articolo: CM0027633



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RPL4 umano (uL4), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per studi sulle proteine ribosomiali su campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL4 Rabbit pAb
Note/Alias	L4; uL4; RPL4
Specie (Target)	Umano
GeneID (Umano)	6124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di RPL4 umano (NP_000959.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36578
Peso Molecolare Proteina	48kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio