


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46777

Numero articolo: CM0020676



introduzione

Anticorpo Policlonale RPL5 da Coniglio validato per Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla proteina ribosomica L5/uL18.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL5 Rabbit pAb
Note/Alias	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
Specie	Umano
GeneID	6125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-95 di RPL5 umano (NP_000960.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46777
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio