

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Numero articolo: CM0015049



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio RPL6 per WB, IF/ICC, ELISA, reattivo con umano, topo, ratto. Componente della subunità ribosomiale grande, coinvolto nella sintesi proteica e nel legame con l'elemento responsivo al Tax dell'HTLV-I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio RPL6
Note/Alias	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6128
GeneID	6128
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 188-288 di RPL6 umano (NP_000961.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02878
Peso Molecolare Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio