


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl7A Per Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Numero articolo: CM0018195



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPL7A umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine ribosomiali e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL7A Rabbit pAb
Note/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Specie	Umano
ID Gene	6130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 di RPL7A umano (NP_000963.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62424
Peso Molecolare Proteina	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio