

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62917

Numero articolo: CM0016693



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPL8 (proteina uL2 della subunità ribosomiale maggiore). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con specie umana, murina e di ratto. Ideale per studi sulla biologia del ribosoma e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL8 pAb di coniglio
Note/Alias	L8; uL2; RPL8
Specie	Umano
GeneID (umano)	6132
GeneID	6132
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-257 della RPL8 umana (NP_000964.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P62917
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante