

Anticorpo Policlonale Anti-Rpl9 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Numero articolo: CM0027551



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina ribosomiale L9 umana (RPL9), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6133
Gene ID	6133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-192 di RPL9 umana (NP_000652.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P32969
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio