


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl9 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Numero articolo: CM0014480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPL9 umano (proteina ribosomiale 60S L9/uL6) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Adatto per la ricerca sui ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6133
ID Gene	6133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-192 di RPL9 umano (NP_000652.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P32969
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio