


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Rplp0 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Numero articolo: CM0029639



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro RPLP0 umano (UniProt P05388). Validato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi di espressione di proteine ribosomali e applicazioni come controllo di caricamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPLP0 Rabbit pAb
Note/Alias	P0; LPO; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Specie	Umano
GeneID (umano)	6175
GeneID	6175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 di RPLP0 umano (NP_000993.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P05388
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio