


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rplp0 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05388

Numero articolo: CM0012851



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale acida 60S P0 (RPLP0) umana. Adatto per Western blot, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con proteine umane e di topo. Ideale per studi sui ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RPLP0 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P0; LP0; L10E; RPP0; uL10; PRLP0; RPLP0
Specie	Umana
ID Gene	6175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-317 di RPLP0 umana (NP_000993.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	P05388
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio