


Anticorpo Policlonale Anti-Rplp2 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05387

Numero articolo: CM0030622



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la RPLP2 umana (proteina ribosomiale acida P2 della subunità 60S). Convalidato per applicazioni IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla sintesi proteica e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPLP2 Rabbit pAb
Note/Alias	P2, LP2, RPP2, D11S2243E, RPLP2
Specie	Umana
GeneID (umano)	6181
GeneID	6181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-115 della RPLP2 umana (NP_000995.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05387
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio