

Anticorpo Policlonale Anti-Rpn1 Per Wb, Elisa - P04843

Numero articolo: CM0027459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPN1 umano (riboforina I), una subunità del complesso oligosaccaril transferasi essenziale per la N-glicosilazione delle proteine. Adatto per WB ed ELISA, reagisce con l'essere umano e il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OST1; RBPH1; RPN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6184
ID Gene	6184
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-280 di RPN1 umano (NP_002941.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P04843
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio