

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpn1 Per Wb, Elisa - P04843

Numero articolo: CM0019892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'RPN1 umano (riboforina I), una subunità del complesso oligosaccaril transferasi, validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della N-glicosilazione e della biologia del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPN1 Rabbit pAb
Note/Alias	RPN1; OST1; RBPH1; riboforina I
Specie	Umano
GeneID	6184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-350 dell'RPN1 umano (NP_002941.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04843
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio