

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04843

Numero articolo: CM0015071



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPN1 umano (Riboforina I), una subunità del complesso OST da 69 kDa. Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla N-glicosilazione e sul reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb RPN1 di coniglio
Note/alias	OST1; RBPH1; RPN1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-280 di RPN1 umano (NP_002941.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P04843
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante