


Anticorpo Policlonale Anti-Rpn2 Per Wb, Elisa - P04844

Numero articolo: CM0029265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting RPN2 umano (ribophorin II), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per l'investigazione della N-glicosilazione e del processing proteico associato al RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPN2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SWP1, RPNII, RIBIIR, RPN-II, RPN2
Specie	Umano
GeneID	6185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-540 di RPN2 umano (NP_002942.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04844
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio