

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpp25 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bul9

Numero articolo: CM0029737



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'RPP25 umano, una subunità della ribonucleasi P/MRP coinvolta nella maturazione di tRNA e rRNA. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata umana e murina. Ideale per la ricerca sulle proteine nucleolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPP25 Rabbit pAb
Note/Alias	RPP25
Specie	Umano
GenelD (Umano)	54913
GenelD	54913
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-199 dell'RPP25 umano (NP_060263.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BUL9
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio