

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpp25L Per Wb, Elisa - Q8N5L8

Numero articolo: CM0025320

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'RPP25L umano (C9orf23), una presunta subunità della RNasi P/MRP. Validato per Western Blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Adatto per la ricerca sul nucleo/elaborazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RPP25L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	C9orf23; bA296L22.5; RPP25L
Specie	Umana
GeneID (umano)	138716
GeneID	138716
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 dell'RPP25L umano (NP_680544.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8N5L8
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio