

Anti-Rpp30 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78346

Numero articolo: CM0024846



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a RPP30 umano (sottounità p30 RNasi P), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per lo studio della lavorazione del tRNA e rRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPP30 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TSG15; RPP30
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10556
GeneID	10556
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-268 di RPP30 umano (NP_006404.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P78346
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio