

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpp38 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78345

Numero articolo: CM0023220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RPP38 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio dei complessi ribonucleasi P/MRP, del processo di maturazione di tRNA e rRNA e della biologia nucleolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPP38 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RPP38
Specie	Umana
ID genico (Umano)	10557
ID genico	10557
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-110 di RPP38 umano (NP_892117.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P78345
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio