

Anticorpo Policlonale Anti-Rpp40 Per Wb, Elisa - 075818

Numero articolo: CM0019835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RPP40 umano (subunità p40 della RNasi P). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla maturazione degli tRNA e sul nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPP40 Rabbit pAb
Note / Alias	RNASEP1; bA428J1.3; RPP40
Specie bersaglio	Umana
GeneID (Umana)	10799
GeneID	10799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-210 di RPP40 umano (NP_001273061)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075818
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio