

Anticorpo Policlonale Anti-Rprd1B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqg5

Numero articolo: CM0018554



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPRD1B (CREPT, Kub5-Hera), adatto per WB, IHC-P ed ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Coinvolto nella regolazione trascrizionale e nella tumorigenesi, ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPRD1B Rabbit pAb
Note/alias	K-H; CREPT; NET60; C20orf77; Kub5-Hera; dj1057B20.2; RPRD1B
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	58490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-326 di rprd1b umano (Q9NQG5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NQG5
Peso della proteina	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante