

Anticorpo Policlonale Anti-Rps10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46783

Numero articolo: CM0029290



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio contro RPS10 rileva la proteina ribosomiale 40S S10, un componente della subunità piccola. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sui ribosomi e sull'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS10 Rabbit pAb
Note/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di RPS10 umano (NP_001190174.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46783
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio