

Anticorpo Policlonale Anti-Rps10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46783

Numero articolo: CM0025862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS10 umano (proteina ribosomiale 40S S10) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla funzione dei ribosomi, sulla traduzione e sulla ricerca dell'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS10 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S10; DBA9; eS10; RPS10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di RPS10 umano (NP_001190174.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46783
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio