


Anti-Rps12 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P25398

Numero articolo: CM0026669



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio RPS12 validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Riconosce la proteina ribosomica 40S S12 (eS12), un componente chiave della subunità ribosomica piccola coinvolta nella biogenesi del ribosoma e nella traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS12 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	S12; eS12; RPS12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6206
GeneID	6206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-132 di RPS12 umano (NP_001007.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P25398
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio