


Anti-Rps13 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62277

Numero articolo: CM0017451



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS13 umano (proteina ribosomiale S13, uS15). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS13 Coniglio pAb
Note/Alias	S13; uS15; RPS13
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6207
GenelD	6207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-151 di RPS13 umano (NP_001008.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62277
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio