


Anticorpo Policlonale Anti-Rps14 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62263

Numero articolo: CM0025650



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina RPS14 umana (proteina ribosomiale 40S S14), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sul nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS14 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	S14; EMTB; uS11; RPS14
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6208
GeneID	6208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-151 della proteina RPS14 umana (NP_005608.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62263
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio