

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rps17 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08708

Numero articolo: CM0022231



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS17, una proteina ribosomiale 40S. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi ribosomiale e proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS17 Rabbit pAb
Note/Alias	S17; DBA4; eS17; RPS17L; RPS17L1; RPS17L2; RPS17
Specie	Uomo
GeneID	6218
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RPS17 umano (NP_001012.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08708
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio