


Anticorpo Policlonale Anti-Rps18 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62269

Numero articolo: CM0012907



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS18 umano (proteina ribosomiale 40S S18), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sui ribosomi e studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS18 Rabbit pAb
Note/Alias	KE3, S18, HKE3, KE-3, uS13, D6S218E, RPS18
Specie	Umana
GenelD (Umano)	6222
GenelD	6222
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 di RPS18 umano (NP_072045.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62269
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio