


Anticorpo Monoclonale Anti-Rps19 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P39019

Numero articolo: CM0011809



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla proteina ribosomiale umana RPS19 (40S S19). Convalidato per WB, IP, IF, ELISA; reattivo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sull'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS19 Rabbit mAb
Note/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Specie	Umano
GeneID	6223
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 66-145 della RPS19 umana (P39019).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P39019
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio