


Anticorpo Policlonale Anti-Rps19 Per Wb, Elisa - P39019

Numero articolo: CM0021727



introduzione

RPS19 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro la proteina S19 del ribosoma 40S umano, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della biogenesi dei ribosomi e dell'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS19 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DBA; S19; DBA1; eS19; LOH19CR1; RPS19
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6223
GeneID	6223
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 della RPS19 umana (NP_001013.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P39019
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio