

Anticorpo Monoclonale Anti-Rps20 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60866

Numero articolo: CM0012047



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina RPS20 umana (proteina ribosomiale 40S S20). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con specie umana, mouse e ratto. Ideale per ricerche su ribosomi e studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS20 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	S20; uS10; RPS20
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6224
ID gene	6224
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della RPS20 umana (P60866)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P60866
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio