

Anticorpo Policlonale Anti-Rps21 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P63220

Numero articolo: CM0020009



introduzione

RPS21 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro RPS21 umano, una proteina ribosomiale 40S essenziale per la traduzione. Validato per Western blot (WB) ed ELISA, reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio della funzione ribosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS21 Rabbit pAb
Note/alias	S21; HLDF; eS21; RPS21
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6227
ID del gene	6227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-81 di RPS21 umano (NP_001015.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P63220
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante