

Anticorpo Policlonale Anti-Rps23 Per Wb, Elisa - P62266

Numero articolo: CM0019434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS23 umano (16 kDa), validato per WB e ELISA. Ideale per produttori di diagnostici e laboratori di ricerca che studiano la funzione del ribosoma e la traduzione. SWISS: P62266.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS23 Rabbit pAb
Note/Alias	S23; BTDD; uS12; MABAS; MCINS; PAMAS; RPS23
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6228
GeneID	6228
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 40-120 di RPS23 umano (NP_001016.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P62266
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio