


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps24 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62847

Numero articolo: CM0017962



### introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-RPS24 di CamelBio è validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Targetizza la proteina ribosomiale umana 40S S24 (eS24), con reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, la traduzione e la DBA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | RPS24 pAb di coniglio                                                                                                        |
| Note/alias          | S24; DBA3; eS24; RPS24                                                                                                       |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| GeneID (uomo)       | 6229                                                                                                                         |
| GeneID              | 6229                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di RPS24 umano (NP_148982.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | P62847                                                                                                                       |
| Peso della proteina | 15 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                                       |