


Anticorpo Policlonale Anti-Rps25 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62851

Numero articolo: CM0015982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale S25 (RPS25/eS25). Validato per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della sintesi delle proteine ribosomiali e della biologia della subunità piccola.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS25 Rabbit pAb
Note/alias	S25; eS25; RPS25
Specie	Umano
GeneID (umano)	6230
GeneID	6230
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 50 e il C-terminale di RPS25 umano (NP_001019.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P62851
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante