


Anticorpo Policlonale Anti-Rps26 Per Wb, Elisa - P62854

Numero articolo: CM0014897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina RPS26 umana (proteina ribosomiale 40S S26, 13 kDa). Convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RPS26 Rabbit pAb
Note/Alias	S26; eS26; DBA10; RPS26
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6231
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della RPS26 umana (NP_001020.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62854
Peso proteico	13 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio