


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rps27 Per Wb, Elisa - P42677

Numero articolo: CM0026631



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS27 (proteina ribosomiale 40S S27). Convalidato per WB e ELISA; reagisce con campioni umani e di ratto. Peso del bersaglio ~9 kDa. Utile per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e l'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS27 Rabbit pAb
Note/Alias	S27; MPS1; eS27; DBA17; MPS-1; RPS27
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-84 di RPS27 umano (NP_001021.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P42677
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio