


Anticorpo Policlonale Anti-Rps27A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62979

Numero articolo: CM0013727



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS27A, una proteina di fusione ubiquitina-ribosomiale coinvolta nella degradazione proteica e nella traduzione. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul signaling dell'ubiquitina, la via del proteasoma e la biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS27A Rabbit pAb
Note/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6233
GeneID	6233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di RPS27A umana (NP_001170884.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62979
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio