


Anticorpo Policlonale Anti-Rps27A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Numero articolo: CM0023833



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina di fusione ubiquitina-proteina ribosomiale eS31 umana (RPS27A). Ideale per applicazioni di WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Validato nella ricerca sulla segnalazione dell'ubiquitina e sulla funzione del ribosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS27A Rabbit pAb
Note/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6233
ID Gene	6233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di RPS27A umana (NP_001170884.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62979
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio